

SOPELEK 3 VACUUM ASPIRATOR DO NOSA do odkurzacza



Cena: 27,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

SOPELEK 3 VACUUM ASPIRATOR DO NOSA

SALUS INTERNATIONAL

OPAKOWANIE ZAWIERA:

ASPIRATOR, 10 jednorazowych filtrów, adapter do odkurzacza oraz 2 podkłady jednorazowe

Aspirator do nosa, którym można odciągać za pomocą ust oraz odkurzacza. Umożliwia usunięcie wydzieliny z noska dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania. Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych. Jednorazowe nieprzemakalne podkłady mają zastosowanie w trakcie przewijania dziecka.

Polecany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, w celu usunięcia wydzieliny z noska.

STOSOWANIE:

Odciąganie za pomocą ust: Włóż jednorazowy filtr do końcówki. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem na cylinder główny aspiratora. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik, najpierw w jednym, a następnie w drugim otworze nosowym. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem z cylindra głównego. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie przez max 15 sekund.

Odciąganie za pomocą odkurzacza: Włóż jednorazowy filtr do korka, a następnie korek do cylindra głównego. Nałóż końcówkę na cylinder główny aspiratora a wąż połącz z adapterem z jednej strony i korkiem z drugiej. Włóż adapter do rury ssącej odkurzacza, odsuń odkurzacza na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie. Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy 500-1000 W. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę aspiratora w pobliżu jednego, następnie drugiego otworu nosowego dziecka. Odciąganie powinno trwać max. 5 sekund. Wyłącz odkurzacza, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra

głównego a jednorazowy filtr z korka. Filtr wyrzucić do kosza. Pozostałe elementy wyparzyć w gorącej wodzie przez max. 15 sekund. Adapter i wężyk nie wymagają wymarzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zestaw składa się z : aspiratora, 10 jednorazowych filtrów, adapteru do odkurzacza oraz 2 podkładów jednorazowych.

Producent:

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice