

PIC VedoColor Termometr elektroniczny kolo

Cena: 11,50 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIROWA POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

VedoColor termometr elektroniczny 1 sztuka

Produkt występuje w różnych wariantach kolorystycznych wysyłanych losowo!!

Kolorowy termometr cyfrowy z dużym wyświetlaczem do pomiaru temperatury ciała.

Wskazania

Wyrób medyczny PIC VedoColor termometr elektroniczny kolorowy przeznaczony jest do pomiaru temperatury ciała pod pachą, metodą rektalną i oralną.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Włączyć termometr za pomocą przycisku ON/OFF. Na wyświetlaczu najpierw przez dwie sekundy pojawi się symbol kontroli wyświetlacza. Następnie na dwie sekundy pojawią się w kolejności: ostatnio wykonany pomiar, wskazanie samokalibracji 37°C oraz symbol oznaczający rozpoczęcie pomiaru. Sygnał dźwiękowy zasygnalizuje, że termometr zakończył pomiar. Jeśli temperatura osiągnie >37,8°C zostanie aktywowany sygnał alarmowy.

Pomiar pod pachą (około 3 minuty)

Umieścić końcówkę termometru pod pachą i przycisnąć ramię do piersi. Upewnić się, że pacha jest sucha i że ubrania nie utrudniają prawidłowego umieszczenia końcówki termometru w dole pachowym.

Pomiar rektalny (około 1 minuty)

Delikatnie włożyć termometr do odbytu na głębokość około 15 mm. W razie odnotowania jakiegokolwiek oporu, należy natychmiast zaprzestać.

Pomiar w ustach (około 1 minuty)

Umieścić termometr pod językiem i zamknąć usta. Oddychać przez nos, aby nie wpłynąć na pomiar.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Aby w prawidłowy sposób wykonać pomiar temperatury, konieczne jest prawidłowe umieszczenie termometru.
- Unikać spożywania ciepłych lub zimnych napojów, aktywności fizycznej, kąpieli w wannie lub pod prysznicem oraz palenia w ciągu 15 minut poprzedzających wykonanie pomiaru.
- Do czyszczenia termometru używać miękkiej ściereczki zanurzonej w alkoholu lub w powszechnie stosowanym środku czyszczącym.
- Przyrząd nie jest wodoodporny, nie zanurzać w wodzie.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Kolorowy termometr cyfrowy z dużym wyświetlaczem do pomiaru temperatury ciała.

- Sztywna sonda
- Duży i bardzo czytelny ekran
- Dźwiękowy alarm informujący o gorączce (dla temp. powyżej 37,8°C)
- mierzy temperaturę ciała w zakresie od 32,0 °C (90,0 °F) do 42,9 °C (109,9 °F)
- Czas trwania pomiaru: pod pachą 3 min, oralnie /rektalnie 1 min
- Sygnał dźwiękowy na koniec pomiaru
- Funkcja zapisu ostatniego pomiaru
- Automatyczne wyłączenie
- Wysoka precyzja – walidacja kliniczna
- Ochronne opakowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim

Produkt występuje w różnych wariantach kolorystycznych wysyłanych losowo!!

Producent: PIC