

# Termofor OptiTherm PCV polar o pojemności 2litry



Cena: 21,90 pln

## Opis słownikowy

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Dawka             | -                         |
| Opakowanie        | 1 szt.                    |
| Postać            | -                         |
| Producent         | SILESIA PHARMA SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | -                         |

## Opis produktu

Termofor OptiTherm PCV polar o pojemności 2litry

- do miejscowego ogrzewania ciała,
- do łagodzenia dolegliwości bólowych

Termofor OptiTherm PCV stosuje się jako okład do miejscowego ogrzewania ciała, wspomagającego łagodzenie różnego rodzaju dolegliwości bólowych i rozluźnienie napiętych mięśni.

Jest wykonany z materiału PCV - bezzapachowy - alternatywa dla osób, którym przeszkadza zapach gumy.

Praktyczny pokrowiec chroni i pozwala na bezpośredni kontakt ze skórą.

Zawartość opakowania:

termofor PCV + pokrowiec + ulotka

Sposób użycia:

1. Termofor napełnij wodą o temperaturze ok 50°C do 2/3 objętości - napełniając termofor wodą należy trzymać go w pozycji pionowej, trzymając za otwór wlewu (można stosować lejek). Stosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C będzie skracało żywotność wyrobu i zwiększa ryzyko uszkodzenia termoforu w czasie jego użytkowania, co może spowodować oparzenie użytkownika.

2. Po napełnieniu wodą usuń nadmiar powietrza z termoforu, przechylając go delikatnie aż do momentu gdy pojawi się woda przy otworze wlewu.

3. Następnie mocno zakręć wlew korkiem - sprawdź jego szczelność poprzez odwrócenie termoforu korkiem do dołu i obserwację przez chwilę czy nie pojawia się woda.

4. Termofor jest gotowy do użycia.

Po użyciu odkręć korek, wylej wodę i pozostaw w pozycji pionowej (otworem wlewowym do dołu) do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie:

Termofor można myć wodą z mydłem. Nie używaj środków dezynfekujących. Pokrowiec pierz ręcznie.

Dodatkowe informacje:

Ostrzeżenia:

1. Kontroluj wyrób pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
2. Sprawdź szczelność przed każdym użyciem. Nie używaj wrzącej wody – gorący termofofor może spowodować oparzenia.
3. Nie obciążaj nadmiernie termofoforu np. poprzez siadanie na nim – grozi to pęknięciem termofoforu.
4. Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu ze skórą - używaj w pokrowcu.
5. Nie wkładaj wyrobu do kuchenki mikrofalowej.