


PASOCARE Turystyczny zestaw plastrów mix 20 sztuk

Cena: 5,99 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 szt.
Postać	plast.
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Turystyczny zestaw plastrów hipoalergiczných Pasocare mix 20 sztuk

Wyrób medyczny,

Zestaw 20 plastrów z opatrunkiem, w 8 różnych rodzajach, różniących się materiałem wykonania, kształtem, rozmiarem i właściwościami. Produkt znajdzie zastosowanie m.in. na wycieczkach, podczas, których może dojść do otarć oraz skaleczeń, które będą wymagały nałożenia wodoodpornego opatrunku.

Skład

Element podtrzymujący, w zależności od rodzaju plastra: włóknina/PE – polietylen (folia lub pianka)/PU – poliuretan (folia) + klej akrylowy termotopliwy. Poduszka absorpcyjna: włókna bielone z aluminowanymi perforowanymi foliami LDPE.

Zawartość opakowania

Folia PE wodoodporny 3D z opatrunkiem (cielisty) 100 x 60 mm - 1 szt.

Folia PE wodoodporny 3D z opatrunkiem (cielisty) 38 x 38 mm - 1 szt.

Piankowy na otarcia z opatrunkiem (cielisty) 20 x 70 mm - 2 szt.

Folia PU wodoodporny z opatrunkiem (przezroczysty) 20 x 70 mm - 2 szt.

Folia PU wodoodporny z opatrunkiem (przezroczysty) 20 x 60 mm - 2 szt.

Folia PE z opatrunkiem (cielisty) 20 x 70 mm - 8 szt.

Folia PE z opatrunkiem okrągły (cielisty) średnica 25 mm - 2 szt.

Włókninowy z opatrunkiem 20 x 70 mm - 2 szt.

Działanie

Plastry są przeznaczone do opatrywania drobnych ran, otarć i skaleczeń; stanowią barierę mechaniczną, chroniącą określony obszar skóry przed: zabrudzeniem, drobnoustrojami oraz podrażnieniem. Plastry są hipoalergiczne.

Wskazania

Do opatrywania drobnych ran, skaleczeń lub zadrapań.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Oczyścić ranę lub skaleczenie, przykleić plaster. Opatrunek należy regularnie wymieniać.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Chronić przed wilgocią i bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

Posiada deklarację zgodności UE

Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

Producent: PASOCARE